

000/3000.207/00



Support pour produits First Medic (par pc.)

Aussi disponible en set de 3 pièces: cliquez [ici](#)

Le support MExT pour produits FM est un système de rangement pratique pour les produits qui doivent être rapidement accessibles et/ou fréquemment utilisés...

(Les produits sont purement illustratifs et ne sont pas inclus).

Propriétés

- Métal peint par poudrage blanc
- Résistant aux rayures, stable, lavable
- Aimants de couleur séparés
- Peut être utilisé comme modèle sur pied ou fixé au mur
- Modulaire en nombre et en couleur: les supports peuvent être fixés l'un à l'autre horizontalement ; les aimants de couleur sont interchangeables selon les besoins
- Disponible dans les 3 codes de couleur MExT FM liés aux soins des plaies:
 - vert: nettoyage

- rouge: hémostatiques
- jaune: sparadraps/pansements
- Poids: 750g
- Disponible individuellement ou en set
- Les aimants de couleur sont également disponibles séparément

Applications

Système de stockage pour vos produits les plus utilisés : contactez notre service commercial pour les possibilités: 051 24 67 73.

Utilisation

Vis et clé Allen incluses pour fixer les supports les uns aux autres

Contenu

Par pièce: 1 support métallique + 1 x aimant de couleur vert + 1 x aimant de couleur rouge + 1 x aimant de couleur jaune

Version: 19/09/2024