

000/3000.208/00



Support pour produits First Medic (set 3 pc.)

Aussi disponible individuellement: cliquez [ici](#).

Le support MExT pour produits FM est un système de rangement pratique pour les produits qui doivent être rapidement accessibles et/ou fréquemment utilisés...

(Les produits sont purement illustratifs et ne sont pas inclus).

Propriétés

- 3 supports métalliques recouverts d'une couche de poudre blanche : résistants aux rayures, stables, lavables
- 3 aimants de couleur : vert, rouge, jaune. Les couleurs correspondent aux couleurs de base des produits MExT FM pour le soin des plaies : vert pour le nettoyage ; rouge pour les saignements ; jaune pour les pansements/bandes.
- Peut être utilisé comme modèle sur pied ou fixé au mur.
- Système modulaire en termes de nombre et de couleurs : les supports peuvent être fixés les uns aux autres horizontalement à l'aide des vis et de la clé Allen fournies ; les aimants de couleur sont interchangeables en fonction des besoins.
- Poids : 750 g
- Les supports et les aimants de couleur sont également disponibles séparément.

Applications

Les supports conviennent aux produits MExT VFMK, Elmox, Finbo, Doigtiers, Waup, Elwo et Elwo bleu.

Contenu

Par set : 3 supports métalliques ; 3 aimants de couleur (vert, rouge, jaune) ; vis et clé Allen

Version: 19/09/2024