

000/3000.208/00



Set houders voor First Medic producten (3 st.)

Ook per stuk verkrijgbaar: klik [hier](#).

De MExT houder voor FM producten is een handig opbergsysteem voor producten die snel bereikbaar moeten zijn en/of frequent gebruikt worden.

(Producten zijn louter illustratief en worden niet meegeleverd).

Eigenschappen

- 3 metalen houders in witte poederlak: krasbestendig, stabiel, afwasbaar
- 3 kleurmagneten: groen, rood, geel. Kleuren komen overeen met de basiswondverzorgingskleuren van de MExT FM producten: groen voor reiniging; rood voor bloedstelping; geel voor verbanden/pleisters
- Kan als staand model of wandmodel gebruikt worden
- Modulair systeem qua aantal en kleuren: houders kunnen horizontaal aan elkaar bevestigd worden met de bijgeleverde vijsjes en inbusleutel; kleurmagneten verwisselbaar volgens eigen behoefte
- Gewicht: 750g
- Houders & kleurmagneten zijn ook apart verkrijgbaar.

Toepassingen

De houders zijn geschikt voor de MExT producten VFMK, Elmox, Finbo, Vingerlingen, Waup,

Elwo en Elwo blauw.

Inhoud

Per set: 3 metalen houders ; 3 kleurmagneten (groen, rood, geel); vijsjes en inbussleutel

Versie: 19/09/2024